

ALÇA DE NÍQUEL CROMO



Usada em laboratório de microbiologia acoplada ao Cabo de Kolle, a alça com virola é utilizada para transferir inóculos sólidos ou em suspensão e a agulha é utilizada para semear meio sólido em profundidade.

Material: Níquel-Cromo

Item adicional: Cabo de kolle

CÓDIGO	Comp. (cm)	Calibragem (ul)
ACE.NIQ	5	Sem
ACE.NIQ51	5	1
ACE.NIQ510	5	10
ACE.NIQ151	15	1
ACE.NIQ1510	15	10
ACE.NIQ20	20	10

*Medidas aproximadas (pode haver pequenas variações nas medidas durante a produção)