




QUALIVIDROS

DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS



VIDRARIAS



MISSÃO

Fornecer materiais com qualidade e segurança, com o intuito de contribuir na saúde e no desenvolvimento científico.

VISÃO

Tornar-se uma empresa de referência global no ramo de produtos laboratoriais e hospitalares

VALORES

Ética	Responsabilidade
Respeito	Parcerias comprometidas
Qualidade	Valorização de quem faz a nossa empresa

QUEM SOMOS

A Qualividros Distribuidora Ltda foi fundada em novembro de 2003, pelo casal Sr. Valdemir Ferreira Barbosa e Sr^a. Rosmari de Souza Barbosa, ambos com uma vasta experiência no comércio de produtos para laboratórios e hospitais.

Desde então, a organização cresce a cada ano no setor objetivando a venda atacadista por todo o Brasil.

Com a chegada do Sr. Kleber de Souza Barbosa, sócio, administrador e filho dos fundadores, a empresa ganhou novos rumos. Inovações e parcerias de sucesso foram realizadas a partir deste momento.

O ano de 2019 foi um marco para a empresa. É nesse ano que a Qualividros firma a parceria de sucesso com a empresa Normax, situada em Portugal, se tornando a representante e distribuidora oficial e exclusiva da marca no Brasil.

A nova sede da empresa foi construída para melhor atender nossos clientes. E já pensando no desenvolvimento sustentável organizacional, foram instaladas 48 placas solares para a geração própria de energia elétrica, visando a preservação ambiental imediata e para as gerações futuras.

Estrategicamente sediada na cidade de Passos/MG, Brasil; por sua facilidade logística - próxima às capitais Belo Horizonte/MG e São Paulo/SP - nossa instituição conta com uma infraestrutura completa, desde a armazenagem até a entrega do produto ao seu destino final.

No mercado, a Qualividros destaca-se pela excepcionalidade presente em seus produtos, através da fabricação própria e na distribuição de grandes marcas nacionais e internacionais.

Hoje contamos com um estoque amplo, desde vidrarias até equipamentos, que nos permite atender as necessidades de todos os nossos clientes de forma rápida e fácil. Cuidamos de cada detalhe para você.



ABREVIATURAS

ALTURA.....	a
CAIXA FECHADA.....	cx.
CAPACIDADE.....	cap.
COMPRIMENTO.....	c
DIÂMETRO.....	d
GRADUAÇÃO.....	g
LARGURA.....	L
POLIETILENO.....	pe
POLIPROPELENO.....	pp
PROFUNDIDADE.....	prof.
QUANTIDADE.....	quant.
TOLERÂNCIA.....	tol
VOLUME.....	vol
UNIDADE.....	unid.



É sempre importante contar com vidrarias resistentes e de qualidade no laboratório para sua segurança e o alcance de resultados satisfatórios nos experimentos e nas análises de suas substâncias.

Dessa forma, a mais de 20 anos no mercado, a empresa Qualividros traz uma vasta linha em vidros alcalinos, vidros borossilicatos, vidros neutros e vidros volumétricos; com precisão nas medidas e na qualidade excepcional da marca.

A seguir você encontrará balões, beakers, buretas, condensadores, cubas, erlenmeyers, frasco em geral, funis, tubos e entre outras peças selecionadas especialmente para você e seu ambiente de trabalho ou estudo.






ÍNDICE

ALÇA DRIGALSKY	08
BASTÃO	08
BALÃO DE DESTILAÇÃO COM SAÍDA LATERAL	08
BALÃO FUNDO CHATO	09
BALÃO FUNDO REDONDO	10
BALÃO VOLUMÉTRICO CLASSE A	11
BECKERS	12
BORRIFADOR PARA CROMATOGRAFIA	13
BULBO KJELDAHL	13
BURETA GRADUADA	14
BUTIRÔMETROS	15
CADINHO DE VIDRO COM PLACA POROSA	15
CÁLICE	15
CONDENSADORES	16
CONE IMHOFF	17
CONEXÕES	18
CUBAS PARA COLORAÇÃO	19
CUBETAS E MICROCUBETAS	20
DESSECADORES DE VIDRO	21
EXTRATOR SOXHLET COMPLETO	21
FRASCO PARA COLETA DE LEITE	22
FRASCO CONTA GOTAS	22
FRASCO ERLLENMEYER	23
FRASCO ÍNDICE DE IODO	24
FRASCO KITAZATO	24
FRASCO KJELDAHL GARGALO LONGO	24
FRASCO MARIOTTE COM TORNEIRA DE VIDRO	24
FRASCO REAGENTE COM TAMPA DE VIDRO	25
FRASCO REAGENTE COM TAMPA DE ROSCA AZUL GL45	26
FRASCO DE VIDRO TIPO SORO COM BOCA ROSQUEÁVEL	26
FRASCO SNAP-CAP	27
FRASCO PENICILINA	27
FUNIL DE BUCHNER	27
FUNIL ANALÍTICO LISO E RAIADO	28
FUNIL DE SEPARAÇÃO TIPO SQUIBB/PERA	29
GRAL COM PISTILO	29
LAMPARINA	29
PÉROLA	29
PESA FILTRO COM TAMPA	30
PICNÔMETRO GAY-LUSSAC	30
PIPETAS	31
PLACA DE KLINE	33
PLACA DE PETRI	33
PROVETA GRADUADA	34
SISTEMA DE FILTRAÇÃO COMPLETO	35
TUBO DE DURAN	35
TUBO DE ENSAIO	36
VIDRO RELÓGIO	37


ALÇA DRIGALSKY DE VIDRO E INOX

CÓDIGO	c ₁ (mm)	c ₂ (mm)	L (mm)	a (mm)	CX (unid.)
ALÇA INOX	200	190	52	45	5
ALÇA VIDRO	167	146	35	26	5



BASTÃO DE VIDRO COM PONTAS LAPIDADAS


CÓDIGO	d (mm)	c (mm)	CX (unid.)
VQA1294.530	5	300	10
VQA1294.630	6	300	10
VQA1294.830	8	300	10
VQA1294.1030	10	300	10



*Disponível em Polipropileno sobre consulta

BALÃO DE DESTILAÇÃO COM SAÍDA LATERAL


CÓDIGO	cap. (ml)	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	d ₃ (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VQA1131.125	125	70	23	7.5	190	2
VQA1131.250	250	88	25	8	220	2
VQA1131.500	500	100	30	9	270	2
VQA1131.1000	1000	140	35	10	350	2
VQA1131.2000	2000	175	46	12	410	2



Dica:

Para secar vidrarias volumétricas deixe ao ar livre ou em estufas a no máximo 40°C.

BALÃO FUNDO CHATO



CÓDIGO	cap. (ml)	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VQA1111.50	50	51	22	101	192
VQA1111.100	100	63	22	106	192
VQA1111.250	250	85	34	142	72
VQA1111.500	500	105	34	163	48
VQA1111.1000	1000	131	42	200	24
VQA1111.2000	2000	166	50	232	12
VQA1111.3000	3000	195	50	258	8
VQA1111.5000	5000	233	56	310	4

BALÃO FUNDO CHATO COM JUNTA ESMERILHADA




	CÓDIGO	cap. (ml)	d (mm)	a (mm)	CX (unid.)
14/20	VQA5008.5	5	25	50	192
	VQA5008.10	10	35	60	192
	VQA5008.25	25	41	70	72
	VQA5008.50	50	51	90	48
	VQA5008.100	100	63	95	24
	VQA5008.125	125	66	136	12
	VQA5008.250	250	85	154	8
	VQA5008.500	500	105	173	4

	CÓDIGO	cap. (ml)	d (mm)	a (mm)	CX (unid.)
24/40	VQA5007.50	50	51	90	192
	VQA5007.100	100	63	95	192
	VQA5007.125	125	66	95	72
	VQA5007.250	250	85	136	48
	VQA5007.500	500	105	154	48
	VQA5007.1000	1000	131	173	24
	VQA5007.2000	2000	166	217	12


BALÃO FUNDO REDONDO

CÓDIGO	cap. (ml)	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VQA1115.50	50	51	22	104	192
VQA1115.100	100	63	22	110	192
VQA1115.250	250	85	34	145	72
VQA1115.500	500	105	34	175	48
VQA1115.1000	1000	131	42	213	24
VQA1115.2000	2000	166	50	241	12
VQA1115.3000	3000	195	50	241	8




BALÃO FUNDO REDONDO COM JUNTA ESMERILHADA

	CÓDIGO	cap. (ml)	d (mm)	a (mm)	CX (unid.)
14/20	VQA5002.5	5	20	50	192
	VQA5002.10	10	20	60	192
	VQA5002.25	25	41	70	72
	VQA5002.50	50	51	90	48
	VQA5002.100	100	63	95	24
	VQA5002.125	125	66	136	12
	VQA5002.250	250	85	154	8
	VQA5002.500	500	105	173	4




	CÓDIGO	cap. (ml)	d (mm)	a (mm)	CX (unid.)
24/40	VQA5001.50	50	51	90	192
	VQA5001.100	100	63	95	192
	VQA5001.125	125	66	95	72
	VQA5001.250	250	85	136	48
	VQA5001.500	500	105	154	48
	VQA5001.1000	1000	131	173	24
	VQA5001.2000	2000	166	217	12

BALÃO VOLUMÉTRICO INCOLOR CLASSE A



CÓDIGO (TAMPA DE VIDRO)	CÓDIGO (TAMPA DE POLI)	cap. (ml)	t (mm)	d (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VQA1621A.5	VQA1621A.5	5	0,02	10	80	400
VQA1621A.10	VQA1621A.10	10	0,02	10	95	400
VQA1621A.20	VQA1621A.20	20	0,03	10	110	400
VQA1621A.25	VQA1621A.25	25	0,03	10	110	400
VQA1621A.50	VQA1621A.50	50	0,05	12	135	400
VQA1621A.100	VQA1621A.100	100	0,10	15	170	200
VQA1621A.200	VQA1621A.200	200	0,15	15	210	120
VQA1621A.250	VQA1621A.250	250	0,15	15	225	72
VQA1621A.500	VQA1621A.500	500	0,25	20	270	72
VQA1621A.1000	VQA1621A.1000	1000	0,40	25	320	48
VQA1621A.2000	VQA1621A.2000	2000	0,60	25	400	24
VQA1621A.5000	VQA1621A.5000	5000	1,20	30	480	24


BALÃO VOLUMÉTRICO ÂMBAR CLASSE A



CÓDIGO (TAMPA DE VIDRO)	CÓDIGO (TAMPA DE POLI)	cap. (ml)	t (mm)	d (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VQA1622A.5V	VQA1622A.5	5	0,02	10	80	400
VQA1622A.10V	VQA1622A.10	10	0,02	10	95	400
VQA1622A.20V	VQA1622A.20	20	0,03	10	110	400
VQA1622A.25V	VQA1622A.25	25	0,03	10	110	400
VQA1622A.50V	VQA1622A.50	50	0,05	12	135	200
VQA1622A.100V	VQA1622A.100	100	0,10	15	170	120
VQA1622A.200V	VQA1622A.200	200	0,15	15	210	72
VQA1622A.250V	VQA1622A.250	250	0,15	15	225	72
VQA1622A.500V	VQA1622A.500	500	0,25	20	270	48
VQA1622A.1000V	VQA1622A.1000	1000	0,40	25	320	24
VQA1622A.2000V	VQA1622A.2000	2000	0,60	25	400	24


BECKER FORMA BAIXA GRADUADO GRIFFIN

CÓDIGO	cap. (ml)	d (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VQA1101.5	5	22	30	600
VQA1101.10	10	26	35	600
VQA1101.25	25	34	50	560
VQA1101.50	50	42	60	200
VQA1101.100	100	50	70	200
VQA1101.150	150	60	80	120
VQA1101.200	200	65	88	144
VQA1101.250	250	70	95	90
VQA1101.300	300	75	102	144
VQA1101.400	400	80	110	72
VQA1101.500	500	85	120	48
VQA1101.600	600	90	125	48
VQA1101.1000	1000	106	145	24
VQA1101.2000	2000	130	185	24
VQA1101.3000	3000	150	210	8
VQA1101.5000	5000	170	280	1
VQA1101.10000	10000	190	320	1
VQA1101.20000	20000	290	390	1




BECKER FORMA ALTA GRADUADO BERZELIUS

CÓDIGO	cap. (ml)	d (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VQA1102.50	50	38	70	200
VQA1102.100	100	48	80	200
VQA1102.150	150	54	95	120
VQA1102.250	250	60	120	90
VQA1102.300	300	65	125	144
VQA1102.400	400	70	130	72
VQA1102.500	500	75	140	48
VQA1102.600	600	80	150	48
VQA1102.800	800	90	175	36
VQA1102.1000	1000	95	180	24
VQA1102.2000	2000	120	240	24




BORRIFADOR PARA CROMATOGRAFIA



CÓDIGO	cap. (ml)	CX (unid.)
VQA25	25	1
VQA50	50	1
VQA100	100	1
VQA250	250	1

BULBO KJELDAHL DE VIDRO



CÓDIGO	d (mm)	CX (unid.)
VQA1341	65	1




Dica:

Ao terminar de usar suas vidrarias, todas devem ser higienizadas com detergente neutro, assim os resíduos do produto não interferem nas reações futuras.


BURETA GRADUADA INCOLOR COM FUNIL

CÓDIGO (TORNEIRA DE TEFLON)	CÓDIGO (TORNEIRA DE VIDRO)	cap. (ml)	t (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VQA1642.10	VQA1642.10V	10	0,025	600	5
VQA1642.25	VQA1642.25V	25	0,05	630	5
VQA1642.50	VQA1642.50V	50	0,05	860	5
VQA1642.100	VQA1642.100V	100	0,10	860	5




BURETA GRADUADA INCOLOR COM FUNIL E FAIXA AZUL

CÓDIGO (TORNEIRA DE TEFLON)	CÓDIGO (TORNEIRA DE VIDRO)	cap. (ml)	t (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VQA1645.10	VQA1645.10V	10	0,025	600	5
VQA1645.25	VQA1645.25V	25	0,05	630	5
VQA1645.50	VQA1645.50V	50	0,05	860	5
VQA1645.100	VQA1645.100V	100	0,10	860	5




BURETA GRADUADA ÂMBAR COM FUNIL

CÓDIGO (TORNEIRA DE TEFLON)	CÓDIGO (TORNEIRA DE VIDRO)	cap. (ml)	t (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VQA1648.10	VQA1648.10V	10	0,025	600	5
VQA1648.25	VQA1648.25V	25	0,05	630	5
VQA1648.50	VQA1648.50V	50	0,05	860	5
VQA1648.100	VQA1648.100V	100	0,10	860	5



BUTIRÔMETROS DE VIDRO




CÓDIGO	MODELO	ACOMPANHAMENTO	CX (unid.)
VQA.LEITE	Leite 0-8%	-	1
VQA.CREME	Creme 0-70%	-	1
VQA.DESNA	Leite desnatado	-	1
VQA.LPO	Leite em pó 0-35%	-	1
VQA.MANTE	Manteiga 0-90%	2 rolhas e copo com furos	1
VQA.QUEIJO	Queijo 0-40%	2 rolhas e copo com furos	1



ACESSÓRIOS ADICIONAIS

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	CX (unid.)
VQA.BUT.COPO	Copo com furos	1
VQA.BUT.COPO1	Copo sem furos	1

CADINHO DE VIDRO COM PLACA POROSA




CÓDIGO	cap. (ml)	d (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VQE1991.30G	30	32	60	1
VQE1991.50G	50	40	74	1
VQE1991.60G	60	43	75	1

PLACA POROSA G0 - G1 - G2 - G3 - G4

*Adicionar o número da porosidade no final do código.

Ex.: VQE1991.30G2 (placa com porosidade 2)


CÁLICE DE VIDRO GRADUADO



CÓDIGO	cap. (ml)	t (ml)	a (mm)	CX (unid.)
VQA1611.10	10	0,5	105	1
VQA1611.20	20	0,6	125	1
VQA1611.30	30	1,0	125	1
VQA1611.60	60	1,5	154	1
VQA1611.100	100	1,5	180	1
VQA1611.250	250	3,0	205	1
VQA1611.500	500	6,0	250	1
VQA1611.1000	1000	10	310	1


CONDENSADOR ALLIHN BOLA

	CÓDIGO	a (ml)	MODELO	CX (unid.)
	VQA1214.200	200	Sem junta	2
	VQA1214.300	300	Sem junta	2
	VQA1214.400	400	Sem junta	2
	VQA1214.500	500	Sem junta	2
MACHO	VQA1214.200M	200	Com 1 junta inferior	2
	VQA1214.300M	300	Com 1 junta inferior	2
	VQA1214.400M	400	Com 1 junta inferior	2
	VQA1214.500M	500	Com 1 junta inferior	2
FÊMEA	VQA1214.200F	200	Com 1 junta superior	2
	VQA1214.300F	300	Com 1 junta superior	2
	VQA1214.400F	400	Com 1 junta superior	2
	VQA1214.500F	500	Com 1 junta superior	2
MACHO/FÊMEA	VQA5022.200	200	Com 2 juntas	2
	VQA5022.300	300	Com 2 juntas	2
	VQA5022.400	400	Com 2 juntas	2
	VQA5022.500	500	Com 2 juntas	2




CONDENSADOR GRAHAM SERPENTINA

	CÓDIGO	a (ml)	MODELO	CX (unid.)
	VQA1215.200	200	Sem junta	2
	VQA1215.300	300	Sem junta	2
	VQA1215.400	400	Sem junta	2
	VQA1215.500	500	Sem junta	2
MACHO	VQA1215.200M	200	Com 1 junta inferior	2
	VQA1215.300M	300	Com 1 junta inferior	2
	VQA1215.400M	400	Com 1 junta inferior	2
	VQA1215.500M	500	Com 1 junta inferior	2
FÊMEA	VQA1215.200F	200	Com 1 junta superior	2
	VQA1215.300F	300	Com 1 junta superior	2
	VQA1215.400F	400	Com 1 junta superior	2
	VQA1215.500F	500	Com 1 junta superior	2
MACHO/FÊMEA	VQA5023.200	200	Com 2 juntas	2
	VQA5023.300	300	Com 2 juntas	2
	VQA5023.400	400	Com 2 juntas	2
	VQA5023.500	500	Com 2 juntas	2




CONDENSADOR LIEBIG RETO



	CÓDIGO	a (ml)	MODELO	CX (unid.)
	VQA1213.200	200	Sem junta	2
	VQA1213.300	300	Sem junta	2
	VQA1213.400	400	Sem junta	2
	VQA1213.500	500	Sem junta	2
MACHO	VQA1213.200M	200	Com 1 junta inferior	2
	VQA1213.300M	300	Com 1 junta inferior	2
	VQA1213.400M	400	Com 1 junta inferior	2
	VQA1213.500M	500	Com 1 junta inferior	2
FÊMEA	VQA1213.200F	200	Com 1 junta superior	2
	VQA1213.300F	300	Com 1 junta superior	2
	VQA1213.400F	400	Com 1 junta superior	2
	VQA1213.500F	500	Com 1 junta superior	2
MACHO/FÊMEA	VQA5021.200	200	Com 2 juntas	2
	VQA5021.300	300	Com 2 juntas	2
	VQA5021.400	400	Com 2 juntas	2
	VQA5021.500	500	Com 2 juntas	2


CONE IMHOFF DE VIDRO GRADUADO



CÓDIGO	cap. (ml)	d (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VQA.IMHOFF	1000	10,5	47	1


CONEXÃO DE VIDRO EM L

CÓDIGO	d (mm)	CX (unid.)
VQA.CONEXL6	6	10
VQA.CONEXL8	8	10
VQA.CONEXL10	10	10
VQA.CONEXL12	12	10
VQA.CONEXL15	15	10




CONEXÃO DE VIDRO EM T

CÓDIGO	d (mm)	CX (unid.)
VQA.CONEXT6	6	10
VQA.CONEXT8	8	10
VQA.CONEXT10	10	10
VQA.CONEXT12	12	10
VQA.CONEXT15	15	10




CONEXÃO DE VIDRO EM U

CÓDIGO	d (mm)	CX (unid.)
VQA.CONEXU6	6	10
VQA.CONEXU8	8	10
VQA.CONEXU10	10	10
VQA.CONEXU12	12	10
VQA.CONEXU15	15	10




CONEXÃO DE VIDRO EM Y

CÓDIGO	d (mm)	CX (unid.)
VQA.CONEX6	6	10
VQA.CONEX8	8	10
VQA.CONEX10	10	10
VQA.CONEX12	12	10
VQA.CONEX15	15	10




CUBA DE VIDRO PARA COLORAÇÃO CAP. 10 LÂMINAS




CÓDIGO	v (ml)	c (mm)	L (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VQBCUBA.10	95	90	70	40	1

CUBA DE VIDRO PARA COLORAÇÃO CAP. 5 LÂMINAS



CÓDIGO	v (ml)	c (mm)	L (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VQBCUBA.5	50	60	60	108	1

CUBA DE VIDRO PARA COLORAÇÃO CAP. 30 LÂMINAS



CÓDIGO	v (ml)	c (mm)	L (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VQBCUBA.30	1000	100	100	95	1


CUBETAS DE QUARTZO

CÓDIGO	V (ml)	FORMATO	PASSOS ÓTICO (mm)	FACES POLIDAS	a (mm)	c (mm)	L (mm)	CX (unid.)
CUB.QS1	0,35	RETANGULAR	1	2	45	12,5	3,5	2
CUB.QS2	0,70	RETANGULAR	2	2	45	12,5	4,5	2
CUB.QS3	1,70	RETANGULAR	5	2	45	12,5	7,5	2
CUB.QS4	3,50	QUADRADA	10	2	45	12,5	12,5	2
CUB.QS5	7	RETANGULAR	20	2	45	12,5	22,5	2
CUB.QS7	14	RETANGULAR	40	2	45	12,5	42,5	2
CUB.QS8	17,50	RETANGULAR	50	2	45	12,5	52,5	2
CUB.QS204	3,50	QUADRADA	10	4	45	12,5	12,5	2




MICROCUBETAS DE QUARTZO

CÓDIGO	V (ml)	FORMATO	PASSOS ÓTICO (mm)	FACES POLIDAS	a (mm)	c (mm)	L (mm)	CX (mm)
CUB.QS244	0,70	QUADRADA	10	2	45	12,5	12,5	2
QS.254	2,00	RETANGULAR	10	2	45	12,5	12,5	2
CUB.QS524	0,70	QUADRADA	10	4	45	12,5	12,5	2




CUBETAS DE VIDRO ÓTICO

CÓDIGO	V (ml)	FORMATO	PASSOS ÓTICO (mm)	FACES POLIDAS	a (mm)	c (mm)	L (mm)	CX (unid.)
CUB.OG3	1,70	RETANGULAR	5	2	45	12,5	7,5	2
CUB.OG4	3,50	QUADRADA	10	2	45	12,5	12,5	2
CUB.OG7	14,00	RETANGULAR	40	2	45	12,5	42,5	2
CUB.OG8	17,50	RETANGULAR	50	2	45	12,5	52,5	2
CUB.OG204	3,50	QUADRADA	10	4	45	12,5	12,5	2




MICROCUBETAS DE VIDRO ÓTICO

CÓDIGO	V (ml)	FORMATO	PASSOS ÓTICO (mm)	FACES POLIDAS	a (mm)	c (mm)	L (mm)	CX (unid.)
CUB.OG244	0,70	QUADRADA	10	2	45	12,5	12,5	2
CUB.OG254	1,00	QUADRADA	10	2	45	12,5	12,5	2




DESSECADOR DE VIDRO COM TAMPA DE TORNEIRA E PLACA DE PORCELANA




CÓDIGO	d (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VQA1354.160	160	220	1
VQA1354.210	210	320	1
VQA1354.240	240	360	1
VQA1354.300	300	450	1

DESSECADOR DE VIDRO COM TAMPA DE LUVA E PLACA DE PORCELANA



CÓDIGO	d (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VQA1354T.160	160	220	1
VQA1354T.210	210	320	1
VQA1354T.240	240	360	1
VQA1354T.300	300	450	1

EXTRATOR SOXHLET COMPLETO (EXTRATOR, CONDENSADOR E BALÃO)




CÓDIGO	cap. (ml)	a ₁ (mm)	a ₂ (mm)	a ₃ (mm)	CX (unid.)
VQE1791.125	125	130	300	285	1
VQE1791.250	250	150	285	335	1
VQE1791.500	500	170	340	350	1
VQE1791.1000	1000	-	-	-	1

FRASCO PARA COLETA DE LEITE

CÓDIGO	cap. (ml)	d (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VRE.LEITE150	150	57	86	24
VRE.LEITE200	200	70	100	24
VRE.LEITE300	300	70,5	145	24
VRE.LEITE500	*500	79	140	24
VRE.LEITE600	600	88,5	176,10	24

*Graduado até 375ml




*O descogelamento deve ocorrer gradativamente, evitando choque térmico do vidro.

FRASCO CONTA GOTAS INCOLOR

CÓDIGO	cap. (ml)	d (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VQA1451.30	30	40	76	8
VQA1451.60	60	46	85	8
VQA1451.125	125	57	110	8


*Acompanha tetina esmerilhada e bulbo de látex




FRASCO CONTA GOTAS ÂMBAR

CÓDIGO	cap. (ml)	d (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VQA1452.30	30	40	76	8
VQA1452.60	60	46	85	8
VQA1452.125	125	57	110	8

*Acompanha tetina esmerilhada e bulbo de látex




FRASCO ERLLENMEYER BOCA ESTREITA



CÓDIGO	cap. (ml)	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VQA1121.10	10	22	51	50	24
VQA1121.25	25	22	60	70	12
VQA1121.50	50	22	51	85	12
VQA1121.100	100	22	64	105	12
VQA1121.125	125	34	64	105	12
VQA1121.150	150	28	71	120	12
VQA1121.200	200	34	77	132	12
VQA1121.250	250	34	85	140	12
VQA1121.300	300	34	89	153	12
VQA1121.500	500	34	105	175	8
VQA1121.1000	1000	42	131	220	6
VQA1121.2000	2000	50	166	280	2
VQA1121.3000	3000	50	187	310	8
VQA1121.5000	5000	50	220	365	1

FRASCO ERLLENMEYER BOCA LARGA



CÓDIGO	cap. (ml)	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VQA1120.25	25	41	24	75	12
VQA1120.50	50	51	34	85	12
VQA1120.100	100	64	34	110	12
VQA1120.200	200	79	50	131	12
VQA1120.250	250	85	50	140	12
VQA1120.500	500	105	50	175	8
VQA1120.1000	1000	131	50	220	6
VQA1120.2000	2000	153	72	275	2

FRASCO ERLLENMEYER GRADUADO COM TAMPA




CÓDIGO	cap. (ml)	a (mm)	CX (unid.)
VQA1122.100	100	108	24
VQA1122.125	125	110	12
VQA1122.150	150	120	12
VQA1120.200	200	135	12
VQA1120.250	250	140	12
VQA1122.300	300	155	12
VQA1120.500	500	185	8
VQA1120.1000	1000	230	6
VQA1120.2000	2000	270	2

*Acompanha tampa de vidro ou poli

FRASCO ÍNDICE DE IODO


CÓDIGO	cap. (ml)	d (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VQA1123.100	100	60	114	12
VQA1123.250	250	83	155	12
VQA1123.500	500	98	200	8

*Acompanha tampa de vidro ou poli




FRASCO KITAZATO COM SAÍDA SUPERIOR LATERAL

CÓDIGO	cap. (ml)	SAÍDA LATERAL (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VQA1431.125	125	90	120	144
VQA1431.250	250	90	160	72
VQA1431.500	500	90	210	24
VQA1431.1000	1000	90	245	12
VQA1431.2000	2000	110	290	6
VQA1431.5000	5000	110	450	2



FRASCO KJELDAHL DE GARGALO LONGO

CÓDIGO	cap. (ml)	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VQA1118.50	50	22	51	200	2
VQA1118.100	100	22	60	200	2
VQA1118.250	250	34	81	270	2
VQA1118.500	500	34	101	300	2
VQA1118.800	800	34	113	365	2
VQA1118.1000	1000	34	126	350	2




FRASCO MARIOTTE COM TORNEIRA DE VIDRO

CÓDIGO	cap. (ml)	d (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VQA1422.5000	5000	32	345	1
VQA1422.10000	10000	35	420	1
VQA1422.20000	20000	38	500	1




FRASCO REAGENTE TAMPA DE VIDRO BOCA ESTREITA




CÓDIGO	cap. (ml)	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VQA1401.60	60	46	22	85	32
VQA1401.125	125	57	24	110	12
VQA1401.250	250	70	27	135	6
VQA1401.500	500	85	33	172	6
VQA1401.1000	1000	106	38	202	6

FRASCO REAGENTE ÂMBAR TAMPA DE VIDRO BOCA ESTREITA



CÓDIGO	cap. (ml)	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VQA1402.60	60	46	22	85	32
VQA1402.125	125	57	24	110	16
VQA1402.250	250	70	27	135	6
VQA1402.500	500	85	33	172	6
VQA1402.1000	1000	106	38	202	6

FRASCO REAGENTE TAMPA DE VIDRO BOCA LARGA INCOLOR



CÓDIGO	cap. (ml)	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VQA1403.60	60	46	30	80	32
VQA1403.125	125	57	38	108	12
VQA1403.250	250	70	50	130	6
VQA1403.500	500	85	58	165	6
VQA1403.1000	1000	106	65	188	6
VQA1403.5000	5000	185	105	330	1
VQA1403.10000	10000	220	105	410	1
VQA1403.20000	20000	-	-	-	1


FRASCO REAGENTE TAMPA DE VIDRO BOCA LARGA ÂMBAR



CÓDIGO	cap. (ml)	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VQA1404.60	60	46	30	80	32
VQA1404.125	125	57	38	108	12
VQA1404.250	250	70	50	130	6
VQA1404.500	500	85	58	165	6
VQA1404.1000	1000	106	65	188	6

FRASCO REAGENTE INCOLOR COM TAMPA DE ROSCA AZUL GL45


CÓDIGO	cap. (ml)	d (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VQA1405.50	50	45	93	10
VQA1405.100	100	56	105	10
VQA1405.250	250	70	143	10
VQA1405.500	500	86	181	10
VQA1405.1000	1000	101	230	12
VQA1405.2000	2000	136	265	1
VQA1405.5000	5000	182	335	1
VQA1405.10000	10000	227	415	1
VQA1405.20000	20000	288	510	1



*No processo de autoclavagem não se deve rosquear a tampa, evitando assim acidentes.

FRASCO REAGENTE ÂMBAR COM TAMPA DE ROSCA AZUL GL45


CÓDIGO	cap. (ml)	d (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VQA1408.50	50	45	93	10
VQA1408.100	100	56	105	10
VQA1408.250	250	70	143	10
VQA1408.500	500	86	181	10
VQA1408.1000	1000	101	230	12
VQA1408.2000	2000	136	265	1
VQA1408.10000	10000	227	415	1



*No processo de autoclavagem não se deve rosquear a tampa, evitando assim acidentes.

FRASCO DE VIDRO TIPO SORO COM BOCA ROSQUEÁVEL


CÓDIGO	cap. (ml)	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	a (mm)	CX (unid.)
EMB.SORO300	300	32	67	160	1
EMB.SORO500	500	30	83	165	1
EMB.SORO1000	1000	30	110	190	1



Curiosidade!

O frasco tipo soro é recomendado para uso em hospitais sendo acoplado em aparelhos de aspiração traqueal para remoção de secreções da traqueia e dos brônquios.


FRASCO SNAP-CAP DE VIDRO INCOLOR



CÓDIGO	cap. (ml)	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	a (mm)	CX (unid.)
EMB.SNAP37	37	44	45	39	100
EMB.SNAP67	67	46	45	59	100
EMB.SNAP100	100	48	45	90	100
EMB.SNAP150	150	51	45	100	100
EMB.SNAP200	200	56	45	112	100
EMB.SNAP300	300	65	45	120	100

*Acompanha tampa de plástico de pressão


FRASCO PENICILINA INCOLOR



CÓDIGO	cap. (ml)	d (mm)	a (mm)	CX (unid.)
EMB.PEN7	7	20	45	100
EMB.PEN10	10	20	52	100
EMB.PEN15	15	20	58	100
EMB.PEN20	20	20	58	100
EMB.PEN30	30	20	62	100
EMB.PEN50	50	20	71	100
EMB.PEN100	100	20	86	100

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	CX (unid.)
EMB.PENTP	Tampa de borracha na cor cinza diâm. 20mm	100
EMB.PENTV	Tampa de borracha na cor vermelha diâm. 20mm	100
EMB.PENLACRE	Selo de Alumínio Rasgável diâm. 20mm	100

FUNIL DE BUCHNER DE VIDRO COM PLACA POROSA



CÓDIGO	cap. (ml)	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VQE.FB30G	30	35	0,6	140	1
VQE.FB60G	60	40	6	135	1
VQE.FB125G	125	63	9	170	1
VQE.FB250G	250	75	12	210	1
VQE.FB500G	500	95	15	230	1
VQE.FB1000G	1000	115	17	290	1
VQE.FB5000G	5000	170	30	380	1

PLACA POROSA G0 - G1 - G2 - G3 - G4


* Adicionar o número da porosidade no final do código.

Ex.: VQE.FB30G1 (placa com porosidade 1)

VQE.FB30G2 (placa com porosidade 2)


FUNIL ANALÍTICO LISO HASTE CURTA

CÓDIGO	cap. (ml)	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VQA1504.40	10	40	7	40	12
VQA1504.50	15	50	7	50	12
VQA1504.60	30	60	8	60	12
VQA1504.75	60	75	9	75	12
VQA1504.90	100	90	11	90	8
VQA1504.100	125	100	13	100	8
VQA1504.120	250	120	15	120	8
VQA1504.150	500	150	17	150	2
VQA1504.180	1000	180	18	150	2
VQA1504.210	1500	210	21	160	2




FUNIL ANALÍTICO LISO HASTE LONGA

CÓDIGO	cap. (ml)	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VQA1503.50	15	50	7	150	12
VQA1503.60	30	60	8	150	12
VQA1503.75	60	75	9	150	12
VQA1503.90	100	90	11	150	8
VQA1503.100	125	100	13	150	8
VQA1503.120	250	120	15	180	8
VQA1503.150	500	150	17	155	2




FUNIL DE VIDRO RAIADO HASTE CURTA

CÓDIGO	cap. (ml)	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VQA1504T.50	30	50	7	50	12
VQA1504T.60	60	60	8	60	12
VQA1504T.75	100	75	9	75	8
VQA1504T.100	125	100	13	100	8




FUNIL DE VIDRO RAIADO HASTE LONGA

CÓDIGO	cap. (ml)	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VQA1503T.60	30	60	60	150	12
VQA1503T.75	60	75	75	150	12
VQA1503T.90	100	90	90	150	8
VQA1503T.100	125	100	100	150	8
VQA1503T.150	500	150	150	155	8



FUNIL DE SEPARAÇÃO TIPO SQUIBB/PERA



CÓDIGO (TAMPA/TORNEIRA VIDRO)	CÓDIGO (TAMPA POLI E TORNEIRA TEFLON)	cap. (ml)	d (mm)	CX (unid.)
VQA1543.60	VQA8543.60	60	10	2
VQA1543.125	VQA8543.125	125	10	2
VQA1543.250	VQA8543.250	250	11	2
VQA1543.500	VQA8543.500	500	12	2
VQA1543.1000	VQA8543.1000	1000	12	2
VQA1543.2000	VQA8543.2000	2000	-	2

GRAL COM PISTILO



CÓDIGO	cap. (ml)	d (mm)	a (mm)	CX (unid.)
1383-60	50	60	41	1
1383-75	100	75	49	1
1383-90	250	90	58	1
1383-120	450	120	75	1
1383-150	750	150	82	1

LAMPARINA COM TAMPA DE PLÁSTICO E PAVIO



CÓDIGO	cap. (ml)	CX (unid.)
VQA.LAMP60	60	1
VQA.LAMP100	100	1
VQA.LAMP150	150	1


PÉROLA



CÓDIGO	d (mm)	PACOTE (kg)
PEROLA-2	2	1
PEROLA-3	3	1
PEROLA-4	4	1
PEROLA-5	5	1


PESA FILTRO COM TAMPA FORMA BAIXA

CÓDIGO	d (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VQA.PF3025	30	25	1
VQA.PF4030	40	30	1
VQA.PF4040	40	40	1
VQA.PF5030	50	30	1
VQA.PF6030	60	30	1
VQA.PF6040	60	40	1
VQA.PF7040	70	70	1




PESA FILTRO COM TAMPA FORMA ALTA

CÓDIGO	d (mm)	a (mm)	CX (unid.)
1301-2540	25	40	1
1301-2550	25	50	1
1301-3050	30	50	1
1301-3060	30	60	1
1301-4050	40	50	1
1301-4070	40	70	1
1301-4560	45	60	1
1301-4570	45	70	1



PICNÔMETRO GAY-LUSSAC

CÓDIGO	cap. (ml)	d (mm)	a (mm)	CX (unid.)
LUSSAC.5T	5	23	47	1
LUSSAC.10T	10	28	55	1
LUSSAC.25T	25	40	64	1
LUSSAC.50T	50	50	77	1
LUSSAC.100T	100	60	78	1
LUSSAC.250T	250	82	146	1
LUSSAC.500T	500	101	130	1
LUSSAC.1000T	1000	127	163	1



ACESSÓRIO ADICIONAL

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
TER.INV50	Termômetro com escala interna -10+50°C e com enchimento líquido vermelho (disponível para picnômetros de 5 a 100ml)

PIPETA SOROLOGICA GRADUADA CLASSE A ESGOTAMENTO TOTAL



CÓDIGO	cap. (ml)	grad. (ml)	t (+ ou - ml)	a (mm)	CX (unid.)
VQA1630.01	0,1	0,001	0,004	320	10
VQA1630.02	0,2	0,002	0,006	320	10
VQA1630.05	0,5	0,005	0,01	350	10
VQA1630.1	1,0	0,01	0,015	350	10
VQA1630.2	2,0	0,02	0,025	350	10
VQA1630.5	5,0	0,10	0,10	350	10
VQA1630.10	10,0	0,10	0,10	350	10
VQA1630.20	20,0	0,10	0,10	453	12
VQA1630.25	25,0	0,20	0,20	443	12
VQA1630.50	50,0	0,20	0,25	484	12


TABELA - CODIFICAÇÃO PARA PIPETAS GRADUADAS

Cap. Nominal (ml)	Menor Divisão (ml)	Quant. e Cores das Faixas
1	0,01	1 
1	0,05	2 
1	0,1	1 
1,5	0,01	2 
2	0,01	2 
2	0,02	1 
2	0,05	2 
2	0,1	1 
3	0,01	2 
5	0,05	1 
5	0,1	1 
10	0,1	1 
15	0,1	2 
20	0,1	2 
25	0,1	1 
25	0,2	1 
50	0,1	2 
20	0,2	1 
100	0,2	1 

Conforme as normas ABNT 1769:2007 [2] e ASTM E969-02 [3] cada pipeta tem uma cor e uma quantidade de faixa específica para cada tipo. Confira na tabela:

PIPETA VOLUMETRICA CLASSE A COM 1 TRAÇO

CÓDIGO	cap. (ml)	t (+ ou - ml)	a (mm)	CX (unid.)
VQA1633.05	0,5	0,01	295	-
VQA1633.01	1,0	0,007	330	-
VQA1633.2	2,0	0,010	340	-
VQA1633.3	3,0	0,015	360	-
VQA1633.4	4,0	0,02	390	-
VQA1633.5	5,0	0,015	400	-
VQA1633.6	6,0	0,03	410	-
VQA1633.7	7,0	0,03	410	-
VQA1633.8	8,0	0,03	446	-
VQA1633.9	9,0	0,03	446	-
VQA1633.10	10,0	0,02	450	-
VQA1633.11	11,0	0,05	448	-
VQA1633.15	15,0	0,025	460	-
VQA1633.20	20,0	0,03	500	-
VQA1633.25	25,0	0,03	520	-
VQA1633.30	30,0	0,04	540	-
VQA1633.40	40,0	0,04	580	-
VQA1633.50	50,0	0,05	600	-
VQA1633.100	100,0	0,08	640	-
VQA1633.200	200,0	0,02	640	-




*Produto com 2 traços sob consulta

TABELA - CODIFICAÇÃO PARA PIPETAS VOLUMÉTRICAS

Cap. Nominal (ml)	Quant. e Cores das Faixas
1	1
2	1
3	1
4	2
5	1
6	2
7	2
8	1
9	1
10	1
15	1
20	1
25	1
30	1
40	1
50	1
75	1
100	1
150	2
200	1

Conforme as normas ABNT 1769:2007 [2] e ASTM E969-02 [3] cada pipeta tem uma cor e uma quantidade de faixa específica para cada tipo. Confira na tabela:

PIPETA PASTEUR



CÓDIGO	C (mm)	CX (unid.)
VQA.PAST150	150	250
VQA.PAST230	230	250




Curiosidade!

A pipeta pasteur foi criada pelo químico, microbiologista e biólogo francês; Louis Pasteur (1822-1895), para permitir a aspiração dos líquidos das culturas bacterianas e sua transferência de maneira estéril.


PLACA DE KLINE



CÓDIGO	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	ESPESSURA (mm)	QUANT. POÇOS (unid.)	DIÂM. POÇOS (mm)	PROF. POÇOS (mm)	CX (unid.)
VQA.KLINE	80	60	5	12	16	3	10



PLACA DE PETRI




CÓDIGO	d (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VQA1177.4512	45	12	24
VQA1177.6015	60	15	24
VQA1177.8015	80	15	24
VQA1177.9015	90	15	24
VQA1177.10015	100	15	24
VQA1177.10020	100	20	36
VQA1177.12020	120	20	36
VQA1177.15025	150	25	36

*Trabalhamos com outros produtos NORMAX. Solicite o catálogo.

PROVETA GRADUADA COM BASE HEXAGONAL


CÓDIGO (BASE VIDRO)	CÓDIGO (BASE POLI)	cap. (ml)	grad. (ml)	t (+ ou - ml)	a (mm)	CX (unid.)
VQA1601H.5	VQA1601HP.5	5	0,1	0,1	110	16
VQA1601H.10	VQA1601HP.10	10	0,2	0,2	135	12
VQA1601H.25	VQA1601HP.25	25	0,5	0,5	160	12
VQA1601H.50	VQA1601HP.50	50	1,0	0,5	195	2
VQA1601H.100	VQA1601HP.100	100	1,0	1	250	2
VQA1601H.250	VQA1601HP.250	250	2 - 5	2	300	2
VQA1601H.500	VQA1601HP.500	500	5,0	5	350	2
VQA1601H.1000	VQA1601HP.1000	1000	10,0	10	430	2
VQA1601H.2000	VQA1601HP.2000	2000	20,0	20	500	2



*Disponível também com tampa em polipropileno ou em vidro sobre consulta.

PROVETA GRADUADA COM BASE REDONDA


CÓDIGO (BASE VIDRO)	cap. (ml)	grad. (ml)	t (+ ou - ml)	a (mm)	CX (unid.)
VQA1601.5	5	0,1	0,1	110	16
VQA1601.10	10	0,2	0,2	135	12
VQA1601.25	25	0,5	0,5	160	12
VQA1601.50	50	1,0	0,5	195	2
VQA1601.100	100	1,0	1	250	2
VQA1601.250	250	2 - 5	2	300	2
VQA1601.500	500	5,0	5	350	2
VQA1601.1000	1000	10,0	10	430	2
VQA1601.2000	2000	20,0	20	500	2



*Disponível também com tampa em polipropileno ou em vidro sobre consulta.

*Todas as provetas acompanham anel antichoque


SISTEMA DE FILTRAÇÃO COMPLETO COM JUNTA ESMERILHADA



*Pinça em alumínio azul
Suporte para membrana de 47mm
Tampa para o copo

CÓDIGO	cap. receptor (ml)	cap. copo (ml)	CX (unid.)
VQA.FS10002	1000	250	1
VQA.FS10003	1000	300	1
VQA.FS10005	1000	500	1
VQA.FS20002	2000	250	1
VQA.FS20003	2000	300	1


SISTEMA DE FILTRAÇÃO COMPLETO COM ROLHA DE SILICONE



*Pinça em alumínio azul
Suporte para membrana de 47mm
Tampa para o copo

CÓDIGO	cap. receptor (ml)	cap. copo (ml)	CX (unid.)
VQA.FS10002R	1000	250	1
VQA.FS10003R	1000	300	1
VQA.FS10005R	1000	500	1
VQA.FS20002R	2000	250	1
VQA.FS20003R	2000	300	1


TUBO DE DURAN



CÓDIGO	d (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VQB1233.450	4	50	100
VQB1233.530	5	30	100
VQB1233.532	5	32	100
VQB1233.540	5	40	100
VQB1233.550	5	50	100
VQB1233.745	7	45	100


TUBO DE ENSAIO SEM ORLA

CÓDIGO	cap. (ml)	d (mm)	a (mm)	p (mm)	cx (unid.)
VQBTS.1075	4	10	75	0,80	500
VQBTS.10100	5,5	10	100	0,80	500
VQBTS.1275	5	12	75	0,80	500
VQBTS.12120	9,5	12	120	0,80	500
VQBTS.13100	9,5	13	100	0,80	500
VQBTS.16100	13	16	100	0,90	500
VQBTS.16150	23	16	150	0,90	500
VQBTS.18180	35	18	180	0,90	500
VQBTS.20150	35	20	150	1,00	500
VQBTS.20200	49	20	200	1,00	500
VQBTS.20250	63	20	250	1,00	500
VQBTS.25150	50	24,5	150	1,00	500
VQBTS.25200	70	24,5	200	1,00	500
VQBTS.25250	87	24,5	250	1,00	500




TUBO DE ENSAIO COM TAMPA DE ROSCA

CÓDIGO	cap. (ml)	d (mm)	a (mm)	p (mm)	cx (unid.)
VQBTR.13100	9,5	13	100	0,80	500
VQBTR.16100	13	16	100	1,00	500
VQBTR.16150	23	16	150	1,00	500
VQBTR.16160	25	16	160	1,00	500
VQBTR.18150	29	18	150	1,00	500
VQBTR.18180	35	18	180	1,00	500
VQBTR.20150	35	20	150	1,00	500
VQBTR.20200	49	20	200	1,00	500
VQBTR.20250	63	20	250	1,00	500
VQBTR.24150	50	25	150	1,00	500
VQBTR.24200	70	25	200	1,00	500
VQBTR.24250	87	25	250	1,00	500



VIDRO RELÓGIO



CÓDIGO	d (mm)	cx (unid.)
VQA1381.40	40	10
VQA1381.60	60	10
VQA1381.70	70	10
VQA1381.80	80	10
VQA1381.90	90	10
VQA1381.100	100	10
VQA1381.110	110	5
VQA1381.120	120	5
VQA1381.150	150	2
VQA1381.180	180	1
VQA1381.200	200	1
VQA1381.250	250	1

Não encontrou o que queria no catálogo?

Fique tranquilo(a) estamos disponíveis para cotação de outros materiais pelo e-mail vendas@qualividros.com



A Qualividros Distribuidora Ltda. é a representante exclusiva da Normax no Brasil.

A opção pelo produto Normax garante a seleção de um fornecedor cuja principal prioridade é a satisfação do cliente.

Com um sistema de gestão certificado desde 1995, a Normax assegura um elevado nível de qualidade e um serviço de excelência.

Desde o planejamento e a compra de matérias-primas até a avaliação da satisfação com os seus produtos e serviços, a equipe técnica da Normax mantém em ação um constante ciclo de melhoria e inovação.

A Qualividros tem à pronta entrega as vidrarias volumétricas da Normax e, sob consulta, as demais linhas da marca.

Para solicitar seu orçamento ou esclarecer outras dúvidas, basta entrar em contato nos telefones e/ou e-mail e site:

+55 (35) 3521-5443 | 3521-0785

vendas@qualividros.com

www.qualividros.com





QUALIVIDROS
BORO 3.3

QUALIVIDROS
BORO 3
50ml



QUALIVIDROS

www.qualividros.com

(35) 3521-5443

☎ (35) 98889-6965

vendas@qualividros.com | vendas2@qualividros.com

QUALIVIDROS
BORO 3.3

100
24/40