

## ALÇA DE NÍQUEL-CROMO



### Alça de Níquel-Cromo

Usada em laboratório de microbiologia acoplada ao Cabo de Kolle, a alça com virola é utilizada para transferir inóculos sólidos ou em suspensão e a agulha é utilizada para semear meio sólido em profundidade.

Código	Comprimento (cm)	Calibragem (UL)
ACE.NIQ	5	Sem calibrar
ACE.NIQ51	5	1
ACE.NIQ510	5	10
ACE.NIQ151	15	1
ACE.NIQ1510	15	10

