

ALÇA DE NÍQUEL-CROMO



Utilizado em laboratório de microbiologia acoplada ao Cabo de Kolle, a alça com virola é utilizada para transferir inóculos sólidos ou em suspensão e a agulha é utilizada para semear meio sólido em profundidade.

| CÓDIGO | Comp. (cm) | Calibragem (ul) |
|-------------|---------------|--------------------|
| ACE.NIQ | 5 | Sem calibrar |
| ACE.NIQ51 | 5 | 1 |
| ACE.NIQ510 | 5 | 10 |
| ACE.NIQ151 | 15 | 1 |
| ACE.NIQ1510 | 15 | 10 |

*Medidas aproximadas (pode haver pequenas variações nas medidas durante a produção)