

## TUBO CAPILAR DE VIDRO



Utilizado em laboratórios para experiências que envolvam uma grande precisão e rigor e usam quantidades microscópicas de substâncias. São muito usados em Química Analítica e em Microbiologia. O Tubo Capilar tem esta designação uma vez que só se podem introduzir no seu interior substâncias que ocupem muito pouco volume semelhante ao de um capilar.

**Material:** vidro borossilicato, diâmetro interno de 0,8mm-1,2mm e diâmetro externo de 0,9mm-1,6mm; comprimento: 75 a 90mm, espessura da parede 0.1-0.2mm.

**Embalagem com 500 unidades.**

CÓDIGO	MODELO
ACE.CAPCH	COM HEPARINA
ACE.CAPSH	SEM HEPARINA

\*Medidas aproximadas (pode haver pequenas variações nas medidas durante a produção)