

ALÇA DE PLATINA



Utilizado em laboratório para transferências, são fixadas em um cabo de Kolle onde são flambadas constantemente em bico de bunsen ou lamparinas, durante seu uso, propiciando esterilização e com isso evitando a contaminação indesejada dos meios em trabalho. Produto Calibrado.

Material: Platina

CÓDIGO	Comp. (cm)	Calibragem (ul)
ACE.PLT51	5	1
ACE.PLT510	5	10
ACE.PLT71	7	1
ACE.PLT710	7	10
ACE.PLT5AG	5	Agulha

*Medidas aproximadas (pode haver pequenas variações nas medidas durante a produção)