


BULBO KJELDAHL DE VIDRO



Utilizado para estudo de amostra, segundo o método Kjeldhal, foi criado em 1883 por Johan Kjeldahl, um dinamarquês que na época revolucionou a quantificação de nitrogênio e proteína, mas ainda hoje é o método mais utilizado e conhecido mundialmente. Conexão de kjeldahl tipo bola (bulbo) em vidro.

**Material:** Vidro borossilicado 3.3.

**Cor:** Incolor.

**Marca:** Qualividros.

CÓDIGO	d (mm)	CX (unid.)
VQA1341	65	1

⚠ Medidas aproximadas