

LAMÍNULA PARA CÂMARA DE NEUBAUER



Utilizada em conjunto com a câmara de Neubauer, que é um dispositivo usado principalmente para contar células em suspensão, como células sanguíneas. A lamínula é colocada sobre a câmara de Neubauer após a adição da amostra e serve a vários propósitos: Uniformização do volume, distribuição uniforme da amostra, proteção da amostra, facilitação da visualização

Material: Vidro.

Cor: Incolor.

Marca: Qualividros.

CÓDIGO	C (mm)	L (mm)	CX (unid.)
VQA.LAMNEUB	20	26	10

⚠ Medidas aproximadas