

LAMÍNULA PARA CÂMARA DE NEUBAUER



Utilizada em conjunto com a câmara de Neubauer, que é um dispositivo usado principalmente para contar células em suspensão, como células sanguíneas. A lamínula é colocada sobre a câmara de Neubauer após a adição da amostra e serve a vários propósitos: Uniformização do volume, distribuição uniforme da amostra, proteção da amostra, facilitação da visualização

**Material:** Vidro.

**Cor:** Incolor.

**Marca:** Qualividros.

CÓDIGO	a (mm)	L (mm)	cx (unid)
VQA.LAMNEUB	20	26	10

⚠ Medidas aproximadas