


PIPETA DE SEDIMENTAÇÃO WESTERGREEN



Utilizada na determinação da velocidade de sedimentação dos eritrócitos (glóbulos vermelhos) no sangue. Essa pipeta adota o princípio do método de Westergren, uma análise frequentemente empregada para avaliar a rapidez com que os glóbulos vermelhos se sedimentam, conhecida também como taxa de sedimentação eritrocitária.

**Material:** Vidro.

**Cor:** Incolor.

**Marca:** Normax.

CÓDIGO	C (mm)	CX (unid)
IN.3412120	300	6

Trabalhamos com outros produtos NORMAX. Solicite o catálogo.



Medidas aproximadas