


PIPETA DE SEDIMENTAÇÃO WESTERGREEN

Trabalhamos com outros produtos NORMAX. Solicite o catálogo.




Utilizada na determinação da velocidade de sedimentação dos eritrócitos (glóbulos vermelhos) no sangue. Essa pipeta adota o princípio do método de Westergren, uma análise frequentemente empregada para avaliar a rapidez com que os glóbulos vermelhos se sedimentam, conhecida também como taxa de sedimentação eritrocitária.

Material: Vidro.

Cor: Incolor.

Marca: Normax.

CÓDIGO	c (mm)	CX (unid)
IN.3412120	300	6



⚠ Medidas aproximadas