


CADINHO DE VIDRO COM PLACA POROSA



Utilizado para recolher um precipitado diretamente dentro do recipiente onde será seco, possivelmente com vazamento, e posteriormente pesado em análise gravimétrica. O cadinho de Gooch também pode ser empregado para coletar e processar amostras de tecido biológico dentro do mesmo recipiente.

Material: Vidro borossilicato 3.3.

Cor: Incolor.

Marca: Qualividros.

CÓDIGO	cap (ml)	d (mm)	a (mm)	cx (unid)
IVQA1991.30G	30	32	60	1
IVQA1991.50G	50	40	74	1

PLACA POROSA G1 - G2 - G3 - G4

*Adicionar o número da porosidade no final do código.

Ex.: VQE1991.30G2 (placa com porosidade 2)

⚠ Medidas aproximadas